

Conseils et rappels

1. Chargez votre appareil quotidiennement.⁴
2. Il est essentiel de tester votre appareil mobile tous les mois pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
3. Votre appareil mobile est équipé d'une fonctionnalité de détection des chutes. Aucun dispositif de détection de chute ne peut détecter toutes les chutes. Vous devriez toujours appuyer sur le bouton pour obtenir de l'aide.²
4. La charge de la pile peut durer jusqu'à deux (2) jours.
5. Votre appareil mobile est étanche¹
6. Vous pouvez joindre le Centre de télésurveillance Lifeline ouvert en tout temps, composez le 1 800 387-1215.

Informations importantes :

1. Ce bouton mobile est étanche avec une cote d'étanchéité IP67, ce qui signifie qu'il peut être immergé dans un mètre d'eau pendant un maximum de 30 minutes.
2. Votre appareil mobile est équipé d'une fonctionnalité de détection des chutes. Aucun dispositif de détection de chute ne peut détecter toutes les chutes. Vous devriez toujours appuyer sur le bouton pour demander de l'aide
3. La couverture du signal à l'intérieur et à l'extérieur du domicile est fournie là où une couverture de réseau cellulaire tiers est disponible; elle dépend de l'emplacement de l'appareil, de l'environnement, de l'équipement et des conditions de l'installation. La portée du signal peut varier. Lifeline ne sera peut-être pas toujours en mesure de déterminer votre emplacement.
4. Votre système nécessite une charge de pile adéquate et un signal cellulaire pour effectuer un appel d'urgence. La recharge du bouton d'aide mobile est effectuée au besoin par l'abonné en connectant le bouton à son chargeur.
5. Les cordons sont conçus pour se rompre dans certaines conditions. Toutefois, tout cordon porté autour du cou peut présenter un risque d'étranglement, y compris le risque de blessures graves ou mortelles. Cela pourrait préoccuper davantage les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ou à l'aide d'une marchette, celles dont le lit est équipé de barrières ou qui pourraient se trouver à proximité d'objets saillants dans lesquels le cordon du pendentif peut s'emmêler.

Lifeline Canada
95 Barber Greene Road, Suite 105
Toronto, Ontario, Canada M3C 3E9
Tel: 1-800-387-8120
www.lifeline.ca

Lifeline

Lifeline

Pour le Canada



Bouton d'aide mobile de Lifeline

Guide de démarrage

La tranquillité d'esprit, à domicile ou en déplacement.



- Petit design léger
- Étanche¹
- Longue autonomie de la pile
- Facile à recharger
- Communication vocale bidirectionnelle claire
- Technologie de détection de chute²
- Services de localisation par GPS³
- Couverture complète au Canada³

Vous devriez avoir :

1. **Le bouton d'aide mobile Lifeline.**
2. **Le socle de charge :** utilisé pour recharger l'appareil.⁴
3. **Un cordon :** il se fixe à l'appareil pour pouvoir le porter autour de votre cou (avec un fermoir magnétique).⁵

Parties spécifiques du bouton d'aide mobile :

1. **Le haut-parleur :** il est utilisé pour entendre le Centre de télésurveillance.
2. **Le bouton d'aide :** il est utilisé pour appeler le Centre de télésurveillance pour effectuer un test ou demander de l'aide.
3. **Le voyant d'état :** ce voyant indique les divers états de l'appareil. Pour plus d'informations sur le voyant d'état, consultez le tableau.
4. **Le microphone :** il est utilisé pour parler aux télésurveillants du Centre de télésurveillance lorsqu'un appel a été effectué.
5. **Les contacts de charge :** ces contacts se trouvent à l'arrière de l'appareil et sont utilisés pour recharger l'appareil lorsqu'il est correctement placé sur le socle de charge.
6. **Bouton de test de la pile :** il permet de vérifier le niveau de charge de la pile.





Comment vérifier l'état de la pile :

1. Appuyer sur le bouton de test de la pile
2. L'appareil indiquera « Pile faible » ou « Pile OK ».

L'installation de votre bouton d'aide mobile Lifeline est facile!

1. Branchez le socle de charge sur une prise murale. Assurez-vous que la prise N'EST PAS contrôlée par un interrupteur d'éclairage. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne présente aucun facteur de risque pour les chutes.
2. Placez le bouton d'aide mobile dans le socle de charge de sorte que les contacts de charge se connectent aux contacts situés à l'intérieur du socle de charge. Le bouton d'aide mobile indiquera « Recharge en cours » une fois correctement placé.
3. Laissez votre appareil sur le socle de charge jusqu'à ce que le voyant DEL soit rouge fixe. Cela indique qu'il est complètement chargé.
4. Effectuez un test en appuyant sur le bouton d'aide et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez « Appel à l'aide en cours ». Après une courte pause, vous pourrez parler à un télésurveillant Lifeline.



Numérisez le code QR
ci-dessous pour regarder la vidéo
d'auto-installation

Tableau des voyants d'état

Voyant d'état	Signification	Visuel
Rouge fixe	Entièrement rechargé	●
Rouge clignotant	Recharge en cours	☀
Bleu fixe	Appel en cours	●
Bleu clignotant	L'appareil fonctionne	☀
Aucun voyant allumé	La pile de l'appareil est déchargée et doit être rechargée	○